

Informativo de Produto – ADERE

FITA ADESIVA CREPE – USO HOSPITALAR

427H

Características:

Dorso: Papel crepado tratado com solução base borracha

Adesivo: Base borracha e Resinas

Cor: Palha Claro

Embalagem:

Filme plástico encolhível / Caixa de despacho

Dados Técnicos:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Adesão à placa de aço (gf / cm): | 80 mín. |
| Tack Rolling Ball (cm): | 10,0 máx. |
| Espessura (mm): | 0,100 a 0,140 |
| Resistência à Tração (Kgf / cm): | 1,5 mín. |
| Alongamento (%): | 4,0 mín. |

Instruções de Uso:

Desenrole o tamanho necessário de fita e corte-o com uma tesoura. Aplicar a face aparente do adesivo exercendo pressão uniforme e constante sobre a superfície a ser fixada: ataduras, bandagem, identificação de seringas e mamadeiras, e fechamento de pacotes.

Resistência à temperatura: 60 °C.

Advertências e Precauções:

Não aplicar a fita diretamente sobre a pele. Produto de uso único. Destruir após o uso.

Estocagem:

Conservar o produto em sua embalagem original e em temperatura ambiente (15-30°C) e umidade até 75% U.R. Armazenar em local coberto e seco. Produto sensível a luz solar. Validade 36 meses após a data de fabricação.

| | | |
|---------------------|---------------|-----------------|
| Emissão: 18/12/13 | Revisão Nº 01 | Aprovado: |
| Substitui: 03/02/10 | | Gerente Técnico |
| | | |

Quando impresso, serve apenas para consulta.



Adere Produtos Auto Adesivos Ltda
Estrada Mun. Valêncio Calegari 2002
Pg. Sto. Antônio - Sumaré - SP - BRASIL
CEP 13181-905
www.adere.com

